


Uso del inhalador de dosis medida con máscara espaciadora

Su hijo debe utilizar siempre un espaciador cada vez que use un inhalador de dosis medida (Metered Dose Inhaler, MDI). Si no lo usa, gran parte del medicamento terminará en la lengua, en la parte posterior de la garganta o en el aire. Un espaciador mantiene el medicamento en su cámara el tiempo suficiente para que su hijo lo inhale lentamente.



Un espaciador típico con máscara luce así



Un osito de peluche con un inhalador y un espaciador sobre la nariz y la boca

Cómo usar el inhalador con una máscara y un espaciador:

- Quítele la tapa al inhalador y sosténgalo verticalmente.
- Agítelo por 10 segundos para mezclar el medicamento antes de usarlo.
- Conecte el inhalador al espaciador.
- Coloque la máscara sobre la nariz y la boca de su hijo, haciendo un sello hermético.
- Presione el inhalador para administrar una inhalación del medicamento dentro del espaciador.
- Observe que su hijo haga 5 respiraciones, luego quítele la máscara de la cara. Podrá ver una válvula que se mueve con cada respiración.
- Espere al menos un minuto entre cada inhalación.
- Repita los pasos para todas las inhalaciones según lo indicado por su médico.

Cómo limpiar el espaciador:

Puede colocarlo en el tramo superior del lavavajillas o limpiarlo a mano.

Para limpiarlo a mano:

- Quite el recipiente del dispositivo inhalador.
- Lave el espaciador con agua jabonosa tibia una vez a la semana.
- Enjuague el espaciador con agua tibia corriente.
- Déjelo secar al aire sobre una toalla de papel limpia.
- **NO LIMPIE EN SECO EL INTERIOR DEL ESPACIADOR.**

Pídale al médico de su hijo una receta nueva para reemplazar el espaciador si está roto.